

Solida



TWIN O2 FLOWMETER WITH HUMMIDIFIER & ADAPTER OHMEDA

Spesification

- Jenis botol Reusable terbuat dari bahan polycarbonate dan bisa di Autoclaveable pada suhu maksimal 120C dengan durasi maksimum 15 menit.
- Pipa kecil pada bagian dalam saluran pelembab terbuat dari bahan Brass yang sudah di chrome dilengkapi dengan filter yang terbuat dari bahan plastik ABS dan Pc silicone agar lebih fleksibel dan mudah dibersihkan pada saat perawatan.
- Memiliki pressure valve yang berfungsi sebagai alarm pada saat terjadi tekanan yang berlebihan pada Humidifier yang disebabkan oleh nasal canula yang terlipat sehingga flow oksigen terhenti safety valve ini secara otomatis akan membuang tekanan berlebihan dan menimbulkan bunyi / suara alarm.
- Preassure relieve valve berfungsi pada tekanan 4 PSI.
- Material terbuat dari brass ABS, pc silicone, chrome, polycarbonate.
- Kapasitas botol 300 cc, dan dirancang transparan agar mempermudah paramedis untuk melihat kapasitas air dan telah dilengkapi dengan tanda batas Uper-Lower.
- Humidifier ini dapat diputar 360 pada saat digunakan sehingga mempermudah aplikasi penggunaan nasal canula mengikuti posisi pasien.
- Kualitas terjamin sudah terdapat CE mark dan memiliki ISO 13485.



- ▷ 0-15 LPM flow rate, flood flow ranges from 60 LPM, calibrated at 21° C.
- ▷ Flowmeter body made of chromed-brass.
- ▷ Pressure control knob is in the front side.
- ▷ Flow indicator ball is stainless steel.
- ▷ USA color code.
- ▷ Flowmeter is CE marked.
- ▷ Attached with Manufacturer Calibrated/-tested.
- ▷ Y connector made of chromed-brass.
- ▷ Y connector is 1/8" NPT F, customizable with different adapter styles.
(Ohmeda style, Silberman style, JIS style, Chemetron style, Puritan style, Drager style, MGI style, Etc.)
- ▷ Made in Thailand.
- ▷ ISO 13485: 2016.

Solida



 KEMENKES RI AKL 20402918270



PT. AMSAR PRIMA MANDIRI
Ruko Bukit Dago Blok AA6 No. 17 Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor - Indonesia 16340

www.amsarmedical.com info@amsarmedical.com

Telp. (021) 75674728